

# INSTRUKCJA UŻYWANIA / USER MANUAL

## Pudełko na protezę DNT / Denture cup DNT

### Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu / Intended use of the product

- Pojemnik służy do przechowywania protez oraz ułatwia ich czyszczenie. / Container specifically intended to store and clean dentures.

Produkt przeznaczony jest do stosowania przez dorosłych, pacjentów geriatrycznych, pracowników służby zdrowia lub do użytku osobistego w domu. / Product to be used by adult or geriatric patients, and/or nursing, healthcare professionals, or for personal use at home.

### Charakterystyka / Characteristics

Pudełko na protezę posiada pokrywkę oraz sitko. Jest lekkie i trwałe oraz ma gładkie krawędzie. / The denture cup has a lid and a strainer. It is light and durable and it has smooth edges.

### Sposób używania / Instructions for use

- Nie rzucać. / Do not throw.

- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu. / Store in original packaging.

- Przechowuj w czystym i suchym miejscu. / Store in clean and dry conditions.

- Przewidziany okres używania 36 miesięcy. / Shelf life 36 months.

### Czyszczenie i dezynfekcja / Cleaning and Disinfection

Czyścić ręcznie – oddzielić części produktu i wyczyścić je osobno. Następnie opłukać wodą. Pudełko może być sterylizowane na zimno. Koniec okresu używania jest określany na podstawie zużycia, oględzin lub uszkodzenia produktu. /

The denture cup can be cold sterilized. Clean manually – separate product components and clean individually. Afterwards rinse with water. End of life is determined by wear and tear, visual inspection, or damage to product.

### Ostrzeżenia / Warnings

Nie używaj proszków ściernych ani szczotek metalowych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni. Nie przekraczać temperatury 137°C. / Do not use abrasive powders or metal brushes as they may cause surface damage. Do not exceed 137°C.

### Glosariusz symboli / Product Symbols

 Producent / Manufacturer	 Numer katalogowy / Catalogue number	 Importer / Importer	 Ostrzeżenie / Caution
 Ilość / Quantity	 Chronić przed wilgocią / Keep dry	 Niesterylny / Non-sterile	 Data ważności / Use-by date
 Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone / Do not use if package is damaged	 Kod partii / Batch code	 Instrukcja / User manual	 Data produkcji / Date of manufacture
	 Chronić przed światłem słonecznym / Keep away from sunlight	 Upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej / European Authorized Representative	 Nie zawiera naturalnego lateksu / Absence of natural rubber latex

Data wydania instrukcji używania: 11.2024 v.1  
Date of issuance of instructions for use

I/DNTRHA/1/21.11.2024